



reddot
winner 2022



GOOD
DESIGN
KOREA




iSyncWave

Advanced Dry EEG / NIR-LED Headset

무선 건식 뇌파 측정 및 케어 융복합기



Dry Sensor
+ LED



Easy & Fast
With iSyncBrain



Summary
Report

iSyncWave

무선 건식 뇌파 측정 및 케어 융복합기

Advanced Dry EEG / NIR-LED Headset



100% 건식
뇌파 측정



젤을 사용하지 않은
Dry Headset

성별 / 연령
제한 없이 맞춤



모든 착용자의 두상에
맞게 가변형 조정 용이

우수한
신호 품질



Ag/AgCl 코팅으로 임피던스
최적화 및 자동 디노이징

심박변이도
(HRV) 측정



뇌파 측정과 동시에
심장 건강 확인 가능

단 10분 이내
빠른 측정 및 분석



클라우드에 자동 연동하여
빠른 분석 결과 제공

직관적인
결과지 제공



3D 맵핑을 이용한 뇌와
심장건강, 감정 분석 결과 제공

원격 케어
맞춤 서비스 제공



웹, 앱 연동으로 뇌파 측정과
테라피 전 후 모니터링 가능

세계 최초 뇌파 측정과
LED 광자극 케어 융합



결과에 따라 부위와 주파수
선택, 표적 활성화 가능

*임상 테스트 완료 예정